


Anti-Alx4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H161

Artikelnummer: CM0030920



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen ALX4, ein Homeobox-Transkriptionsfaktor, der an der kraniofazialen und Gliedmaßenentwicklung beteiligt ist. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für entwicklungsbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALX4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CRS5; FND2; ALX4
Art	Mensch
GeneID (menschlich)	60529
GeneID	60529
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-220 von menschlichem ALX4 (NP_068745.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H161
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel