

Anti-Amacr Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - Q9UHK6

Artikelnummer: CM0017990

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes AMACR (Alpha-Methylacyl-CoA-Racemase), geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ein wertvolles Werkzeug zur Erforschung des peroxisomalen Fettsäurestoffwechsels, der Gallensäuresynthese und verwandter Stoffwechselerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMACR Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	RM; RACE; CBAS4; P504S; AMACRD; AMACR
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	23600
GeneID	23600
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-138 von menschlichem AMACR (NP_055139.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UHK6
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel