


Anti-Ambp Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P02760

Artikelnummer: CM0024164



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen das humane AMBP-Protein. Geeignet für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung von oxidativem Stress, Protease-Inhibition und Gewebereparaturprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMBP Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	A1M, HCP, ITI, UTI, EDC1, HI30, ITIL, IATIL, ITILC, AMBP
Spezies	Human
GeneID (human)	259
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-202 des humanen AMBP (NP_001624.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P02760
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Kühlakku