


Anti-Ambra1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9C0C7

Artikelnummer: CM0017093



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes Ambra1, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Autophagie-, Zellzyklus- und Tumorsuppressionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ambra1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DCAF3; WDR94; Ambra1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55626
Gen-ID	55626
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1109-1208 von humanem Ambra1 (NP_060219.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9C0C7
Proteingewicht	143 kDa
Versand	Eisbeutel