


Anti-Ambra1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9C0C7

Artikelnummer: CM0018712



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches AMBRA1 (DCAF3/WDR94) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Erkennt den 143 kDa Autophagie- und Zellzyklus-Regulator. Ideal für IVD-Forschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ambra1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DCAF3; WDR94; Ambra1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55626
GenID	55626
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 961-1208 von menschlichem Ambra1 (NP_060219.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9C0C7
Proteingewicht	143kDa
Versand	Eisbeutel