


Anti-Amd1-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - P17707

Artikelnummer: CM0028469



Einführung

AMD1 Rabbit pAb detektiert spezifisch S-Adenosylmethionin-Decarboxylase-Proenzym (SAMDC/ADOMETDC) in Human-, Maus- und Rattenproben mittels Western Blot und ELISA. Ideal für die Erforschung des Polyamin-Stoffwechsels und der Erhaltung embryonaler Stammzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMD1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AMD; SAMDC; ADOMETDC; AMD1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	262
GeneID	262
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 75-334 von humanem AMD1 (NP_001625.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17707
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel