

Anti-Amh Polyclonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P03971

Artikelnummer: CM0024727



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen menschliches AMH (Müllersche Hemmung/MIS). Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA und reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für reproduktionsbiologische und entwicklungsbiologische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMH Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MIF; MIS; AMH
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	268
GeneID	268
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 360-560 des menschlichen AMH (NP_000470.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P03971
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel