


Anti-Amhr2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16671

Artikelnummer: CM0007799



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches AMHR2 (Anti-Müller-Hormon Typ-2-Rezeptor), Aliase AMHR/MRII/MISR2/MISRII. Validiert für WB und ELISA. Immunogen: synthetisches Peptid innerhalb Aminosäuren 50-150. Für Forschung zur Reproduktionsbiologie und Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMHR2 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	AMHR; MRII; MISR2; MISRII; AMHR2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	269
GenID	269
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von menschlichem AMHR2 (NP_065434.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q16671
Proteinmasse	52 kDa/63 kDa
Versand	Eisbeutel