


Anti-Amhr2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16671

Artikelnummer: CM0006529



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches AMHR2 (Anti-Müller-Hormon Typ-2-Rezeptor). Validiert für WB und ELISA. Ideal für die Untersuchung von TGF-beta-Signalwegen, Geschlechtsbestimmung und Reproduktionsbiologie. Erkennt das menschliche AMHR2-Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMHR2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	AMHR; MRII; MISR2; MISRII; AMHR2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	269
GenID	269
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-144 des menschlichen AMHR2 (NP_065434.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q16671
Proteinmasse	63 kDa
Versand	Eisbeutel