


Anti-Amot Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q4Vcs5

Artikelnummer: CM0020032



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Angiomotin (AMOT), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Tight Junctions und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMOT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AMOT; Angiomotin
Spezies	Human
GeneID (Human)	154796
GeneID	154796
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1000-1084 von humanem AMOT (NP_001106962.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q4VCS5
Proteingewicht	118kDa
Versand	Eisbeutel