


Anti-Amot Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q4Vcs5

Artikelnummer: CM0025415



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes AMOT (Angiomotin) für Western Blot und ELISA. Geeignet für Tight Junction-, Endothelzellmigrations- und Hippo-Signalwegsforschung. Kreuzreagiert mit Ratte. SWISS: Q4VCS5.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMOT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AMOT
Spezies	Human
GeneID (Human)	154796
GeneID	154796
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz (1-300) von humanem AMOT (NP_573572.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q4VCS5
Protein-Gewicht	118kDa
Versand	Eisbeutel