

Anti-Amotl1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8ly63

Artikelnummer: CM0024599

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes AMOTL1 (Angiomotin-ähnliches Protein 1), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Wnt-Signalwegen und Tight Junctions.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMOTL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JEAP; AMOTL1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	154810
Gen-ID	154810
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 810-900 des menschlichen AMOTL1 (NP_570899.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IY63
Proteingewicht	107 kDa
Versand	Eisbeutel