

Anti-Amotl2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y2J4

Artikelnummer: CM0021677

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen AMOTL2, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines Angiomotin-ähnliches Protein 2, einen Regulator der Aktinarchitektur, der Zellverbindungen sowie der Hippo-/Wnt-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMOTL2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LCCP; AMOTL2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51421
Gen-ID	51421
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 638-837 des humanen AMOTL2 (NP_001265612.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y2J4
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Ice-Bag