

Anti-Ampd1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P23109

Artikelnummer: CM0024972

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes AMPD1 (AMP-Desaminase 1), validiert in WB, IF/ICC und ELISA. Geeignet für Human-, Maus- und Rattenproben; bewertet Enzym des Energiestoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMPD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAD; MADA; MMDD; AMPD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	270
GenID	270
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 50-260 von humanem AMPD1 (NP_001166097.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23109
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel