


Anti-Amph Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P49418

Artikelnummer: CM0029157



Einführung

Anti-AMPH Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt Amphiphysin (~76 kDa) in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung von Exozytose, synaptischen Vesikeln und dem Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMPH Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AMPH1; AMPH
Spezies	Human
GeneID (Human)	273
GeneID	273
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49418
Protein-Gewicht	76kDa
Versand	Eistasche