


Anti-Amphiregulin (Areg) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - P15514

Artikelnummer: CM0014453



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Amphiregulin (AREG), validiert für IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Zielprotein-Gewicht ca. 28 kDa. Ideal zur Untersuchung der EGFR-Ligandensignalisierung und des Zellwachstums.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AREG-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AR; SDGF; AREGB; CRDGF; AREG
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	374
GeneID	374
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-252 des humanen AREG (NP_001648.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15514
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Kühlakku