


Monoklonaler Anti-Amphiregulin-Antikörper Für Wb, Elisa - P15514

Artikelnummer: CM0011546



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Antikörper gegen humanes Amphiregulin, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-Amphiregulin (AREG), einen Liganden des EGFR-Rezeptors. Ideal für die Erforschung von Wachstumsfaktoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Amphiregulin-Maus-mAk
Bezeichnungen/Aliase	AR; SDGF; AREGB; CRDGF
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	374
GeneID	374
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 25–252 des humanen Amphiregulins (NP_001648.1) entspricht.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P15514
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Kühlakku