

Anti-Ampk Alpha 1/2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13131 / P54646

Artikelnummer: CM0012109



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humane AMPK katalytische Untereinheiten alpha-1 (PRKAA1) und alpha-2 (PRKAA2). Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Stoffwechsel-, Autophagie- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMPK alpha 1/2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AMPK; AMPKa1; AMPK alpha 1; AMPK alpha 2; AMPKa2;
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	5562/5563
Gen-ID	5562/5563
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 13-300 von humanem AMPK alpha 1 (NP_006242.5) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13131/P54646
Protein-Gewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel