

Anti-Ampk α 1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13131

Artikelnummer: CM0016130



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen AMPK α 1 (PRKAA1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Erkennt endogenes AMPK α 1-Protein bei 64 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMPK α 1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AMPK; AMPK α 1; AMPK alpha 1; AMPK α 1
Art	Mensch
GeneID	5562
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 381-520 des menschlichen AMPK α 1 (NP_006242.5) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13131
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Kühlakku