

Anti-Ampk α 1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13131

Artikelnummer: CM0019051



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen AMPK α 1 (PRKAA1), validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität beim Menschen. AMPK α 1 ist ein zentraler Energiesensor, der den Stoffwechsel, die Autophagie und die Transkription reguliert – ideal für Forschungs- und diagnostische Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMPK α 1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AMPK; AMPK α 1; AMPK alpha 1; AMPK α 1
Gen-ID (Mensch)	5562
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 100–200 der menschlichen AMPK α 1 (NP_006242.5) entspricht.
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q13131
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Kühlakku