

Anti-Ampka1/Ampka2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13131 / P54646

Artikelnummer: CM0012014



Einführung

Maus-monoklonaler Antikörper gegen humanes AMPK α 1/ α 2 (Q13131/P54646). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von Energiestoffwechsel, Autophagie und Krebs-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMPK α 1/AMPK α 2 Maus mAb
Bemerkungen/Alias	AMPK α 1/AMPK α 2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5562/5563
Gen-ID	5562/5563
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 251-550 von humanem AMPK α 1 (Q13131) enthält
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13131/P54646
Proteingewicht	64kDa/65kDa
Versand	Eisbeutel