

Anti-Ampka1/Ampka2-Kaninchen-Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13131 / P54646

Artikelnummer: CM0014971



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen die katalytischen AMPK-Untereinheiten Alpha-1 und Alpha-2, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung der metabolischen Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMPKa1/AMPKa2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AMPKa1/AMPKa2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5562/5563
GeneID	5562/5563
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 13–300 des humanen PRKAA1/PRKAA2 (NP_006242.5) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13131/P54646
Proteingewicht	64 kDa/65 kDa/62 kDa
Versand	Kühlakku