

Anti-Ampka1/Ampka2 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13131 / P54646

Artikelnummer: CM0023791



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper, das auf AMPKa1/AMPKa2 abzielt, die katalytischen Untereinheiten von AMPK. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Detektiert ~64/65 kDa-Banden. Ideal für Forschung zu Energiestoffwechsel und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMPKa1/AMPKa2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AMPKa1/AMPKa2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5562/5563
Gen-ID	5562/5563
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 5-280 von humanem AMPKa1/AMPKa2 (NP_006242.5) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13131/P54646
Proteingewicht	64kDa/65kDa
Versand	Eisbeutel