


Anti-Ampk α 2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Die Erforschung Des Energiestoffwechsels - P54646

Artikelnummer: CM0015393



Einführung

AMPK α 2-Kaninchen-pAb, validiert für WB, IF/ICC und ELISA; reagiert mit humanem und Rattenmaterial. Ideal für Studien zur AMPK-Signalübertragung, Autophagie und Stoffwechselerkrankungen. – P54646.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMPK α 2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AMPK; AMPK2; PRKAA; AMPK α 2; AMPK α 2
Spezies	Mensch
GeneID	5563
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, bestehend aus den Aminosäuren 270-343 des humanen PRKAA2 (NP_006243.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P54646
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Kühlakku