


Anti-Ampk α 2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P54646

Artikelnummer: CM0013880



Einführung

Validierter polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes AMPK α 2, die katalytische Untereinheit der AMPK-Energiesensorkinase. Entwickelt für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Stoffwechsel und zur Zellsignalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMPK α 2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AMPK; AMPK2; PRKAA; AMPK α 2; AMPK α 2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5563
GeneID	5563
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 270-343 des humanen AMPK α 2 (NP_006243.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P54646
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Kühlakku