

Anti-Ampky1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P54619

Artikelnummer: CM0020262



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen AMPK γ 1 (PRKAG1), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der AMPK-Signalgebung und des Energiestoffwechsels. Proteingewicht: 38kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMPK γ 1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AMPKG; AMPK γ 1
Spezies	Human
GeneID	5571
Immunogen	Synthetisches Peptid, ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem AMPK γ 1 (NP_002724.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P54619
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel