


## Anti-Ampkβ1-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y478

Artikelnummer: CM0025442



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen AMPKβ1 für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte; detektiert endogenes AMPKβ1 bei etwa 30kDa. Geeignet für die Energiestoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | AMPKβ1 Rabbit pAb                                                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | AMPK; HAMPKb; AMPKβ1                                                                                                                            |
| Spezies           | Human                                                                                                                                           |
| Gen-ID (Human)    | 5564                                                                                                                                            |
| Gen-ID            | 5564                                                                                                                                            |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem AMPKβ1 (NP_006244.2) entspricht. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                       |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                              |
| SWISS             | Q9Y478                                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 30kDa                                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                       |