


Anti-Ampkβ1-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, If/Icc Und Elisa - Q9Y478

Artikelnummer: CM0013579



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen die AMPKβ1-Untereinheit (PRKAB1) gerichtet ist und für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen validiert wurde. Erkennt humanes, murines und rattes AMPKβ1. Geeignet für die Erforschung des Energiestoffwechsels, der AMPK-Signalgebung und von Stoffwechselerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	[KO Validiert] AMPKβ1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AMPK; HAMPKb; β1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5564
GenID	5564
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-80 von humanem AMPKβ1 (NP_006244.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y478
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel