


Anti-Ampkβ1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y478

Artikelnummer: CM0012341



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen AMPKβ1 (PRKAB1) für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-AMPKβ1. Ideal für Forschung zu Energiestoffwechsel und AMPK-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMPKβ1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	AMPK; HAMPKb; AMPKβ1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5564
GeneID	5564
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y478
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel