

Anti-Amy1A Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04745

Artikelnummer: CM0014071

Einführung

AMY1A Kaninchen-poliklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Entwickelt für den Nachweis von menschlicher Alpha-Amylase in diagnostischen und Forschungsumgebungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMY1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	AMY1; AMY1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	276
GenID	276
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 16-200 von menschlichem AMY1A (NP_004029.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P04745
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel