

Anti-Amy1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04745

Artikelnummer: CM0026552

Einführung

AMY1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes AMY1A (vorhergesagte 57 kDa). Geeignet für die Kohlenhydratstoffwechselforschung und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMY1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AMY1; AMY1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	276
GenID	276
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 16-200 des menschlichen AMY1A (NP_004029.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04745
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel