


Anti-Amy2A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P04746

Artikelnummer: CM0025677



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches AMY2A (Pankreas-Alpha-Amylase) gerichtet ist. Validiert für WB, IF-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Kohlenhydratstoffwechsel und zu Verdauungsenzymen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMY2A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PA; AMY2; AMY2A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	279
GenID	279
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 16-511 von menschlichem AMY2A (NP_000690.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Menschen, Maus, Ratte
SWISS	P04746
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel