

## Anti-Amylin/Dap Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10997

Artikelnummer: CM0007301



### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches Amylin/DAP (IAPP) gerichtet ist. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Stoffwechselerkrankungen und Diabetes.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Amylin/DAP Kaninchen mAb                                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | DAP; IAP; Amylin/DAP                                                                                                                   |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                 |
| Gen-ID            | 3375 (Mensch)                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 34-70 von menschlichem Amylin/DAP (NP_000406.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                              |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                 |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                    |
| SWISS             | P10997                                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 10kDa                                                                                                                                  |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                              |