


Anti-Anapc11-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nyg5

Artikelnummer: CM0013242



Einführung

Kaninchen-polyklonaler ANAPC11-Antikörper, validiert in WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches und murines ANAPC11 (APC11, 10 kDa, Q9NYG5). Ideal für Zellzyklus- und Ubiquitinierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANAPC11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APC11; Apc11p; HSPC214; ANAPC11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51529
GenID	51529
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-84 von menschlichem ANAPC11 (NP_001002245.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NYG5
Proteingewicht	10kDa
Versand	Eisbeutel