


Anti-Anapc5 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Ujx4

Artikelnummer: CM0030183



Einführung

KO-validierter Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen ANAPC5, geeignet für WB, IHC-P, IP und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-ANAPC5, eine wichtige Untereinheit des Anaphase-fördernden Komplexes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] ANAPC5 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	APC5; C5
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	51433
GeneID	51433
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UJX4
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eispackung