

Anti-Anapc7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ujx3

Artikelnummer: CM0022931



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ANAPC7 (APC7, APC/C-Untereinheit). Geeignet für WB, ELISA; kreuzreagiert mit humanen und murinen Proben. Verwendung in Zellzyklus- und Ubiquitinierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANAPC7 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	APC7; FERBON; ANAPC7
Spezies	Human
GeneID	51434
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 des humanen ANAPC7 (NP_057322.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9UJX3
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eistasche