


Anti-Androgen-Rezeptor Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Ihc-P, Mihc, If-P, Elisa - P10275

Artikelnummer: CM0002775



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen Androgen-Rezeptor (P10275) gerichtet ist und reaktiv mit Mensch, Maus und Ratte ist. Geeignet für WB, IP, IHC-P, IF-P, mIHC und ELISA Anwendungen in der Androgen-Signalgebung und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Androgen-Rezeptor Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSP1; NR3C4; SMAX1; HUMARA; Androgen-Rezeptor
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	367
GenID	367
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10275
Proteingewicht	99kDa
Versand	Eisbeutel