


Anti-Ang (Angiogenin) Kaninchen-Polklonales Antikörper Für Wb Und Elisa - P03950

Artikelnummer: CM0014199



Einführung

Kaninchen-polklonales Antikörper gegen menschliches Angiogenin (ANG, RNase5). Geeignet für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für Studien zu Angiogenese, Stressantwort und rRNA-Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALS9; RAA1; HEL168; RNASE4; RNASE5; ANG
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	283
GenID	283
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-147 von menschlichem ANG (NP_001136.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P03950
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel