


Anti-Ang-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P03950

Artikelnummer: CM0015458



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Angiogenin (ANG/RNASE5), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Angiogenese, Stressantwort und Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALS9; RAA1; HEL168; RNASE4; RNASE5; ANG
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	283
GenID	283
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 25-147 von menschlichem ANG (NP_001136.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P03950
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel