


Anti-Angiotensinogen Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01019

Artikelnummer: CM0002299



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Angiotensinogen (AGT, Serpin A8). Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zum Renin-Angiotensin-System bei Hypertonie- und kardiovaskulären Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Angiotensinogen Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	ANHU; hFLT1; SERPINA8; Angiotensinogen
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	183
Gen-ID	183
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Angiotensinogen (P01019) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01019
Proteinmasse	53 kDa
Versand	Eisbeutel