


Anti-Angiotensinogen Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01019

Artikelnummer: CM0016210



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches Angiotensinogen (AGT/SERPINA8), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für RAS-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Angiotensinogen Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ANHU; hFLT1; SERPINA8; Angiotensinogen
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	183
GenID	183
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 35-485 des menschlichen Angiotensinogens (NP_000020.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01019
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel