


Anti-Angpt1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15389

Artikelnummer: CM0012106



Einführung

Anti-ANGPT1 Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges ANGPT1. Ideal für die Forschung zu Angiogenese, Gefäßentwicklung und Endothelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANGPT1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	AGP1; AGPT; ANG1; HAE5; AGPT-1; ANGPT1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	284
Gen-ID	284
Immunogen	Synthetisches Peptid (aa 200-300 von menschlichem ANGPT1, Q15389)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15389
Proteingewicht	58k Da
Versand	Eisbeutel