


Anti-Angpt2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O15123

Artikelnummer: CM0013771



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes ANGPT2, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf den Angiogenese-Regulator Angiopoietin-2 für die Gefäßbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANGPT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ANG2, AGPT2, LMPHM10, ANGPT2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	285
GenID	285
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 197-496 von humanem ANGPT2 (NP_001138.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15123
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel