


Anti-Angpt2 Rabbit Monoclonal Antibody Für Wb, Ihc-P, Elisa - O15123

Artikelnummer: CM0003023



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ANGPT2 (Angiopoietin-2). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt ein 57 kDa Protein. Nützlich für die Angiogenese- und Lymphangiogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANGPT2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ANG2; AGPT2; LMPHM10; ANGPT2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	285
Gen-ID	285
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von menschlichem ANGPT2 (O15123) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15123
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel