


Anti-Angptl3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y5C1

Artikelnummer: CM0014448



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ANGPTL3, empfohlen für Western Blot und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus. Geeignet für Studien zum Lipidstoffwechsel und zur Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANGPTL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ANL3, ANG-5, FHBL2, ANGPT5, ANGPTL3
Spezies	Human
GeneID	27329 (human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 231-460 von humanem ANGPTL3 (NP_055310.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9Y5C1
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eistasche