


Anti-Angptl3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y5C1

Artikelnummer: CM0009856



Einführung

Anti-ANGPTL3 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem, Ratten-ANGPTL3. Geeignet für Forschung zu Lipidstoffwechsel, Angiogenese und Adipozytenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANGPTL3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ANL3; ANG-5; FHBL2; ANGPT5; ANGPTL3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27329
Gen-ID	27329
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem ANGPTL3 (Q9Y5C1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5C1
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel