

Anti-Angptl4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9By76

Artikelnummer: CM0024109



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes ANGPTL4, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschungen zu Lipidstoffwechsel, Angiogenese und Glukosehomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANGPTL4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	NL2, ARP4, FIAF, HARP, PGAR, HFARP, TGQTL, UNQ171, pp1158, ANGPTL4
Spezies	Mensch
GenID	51129
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-170 von humanem ANGPTL4 (NP_647475.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BY76
Proteinmasse	45 kDa
Versand	Eisbeutel