

Anti-Angptl5 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Xs5

Artikelnummer: CM0018540

Einführung

ANGPTL5 Kaninchen pAb validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humane ANGPTL5, ein sekretiertes Glykoprotein, das hauptsächlich im adulten Herzen exprimiert wird. Ideal für kardiovaskuläre Forschung und Biomarker-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANGPTL5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ANGPTL5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	253935
GenID	253935
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-388 des humanen ANGPTL5 (NP_835228.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q86XS5
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel