

Anti-Angptl8-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Uxh0

Artikelnummer: CM0021527

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ANGPTL8 (Betatrophin), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattiges ANGPTL8 (~22 kDa). Wichtiges Werkzeug zur Untersuchung des Lipidstoffwechsels, der Triglyceridregulation und von Diabetes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ANGPTL8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RIFL; TD26; PRO1185; PVPA599; C19orf80; ANGPTL8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55908
GenID	55908
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-198 von humanem ANGPTL8 (NP_061157.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6UXH0
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel