


Polyklonaler Anti-Ank3-Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q12955

Artikelnummer: CM0021412



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ANK3/Ankyrin-G, validiert für IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Ideal für die Erforschung von Neurowissenschaften, Muskeln und Ionenkanälen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANK3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MRT37; ANKYRIN-G; ANK3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	288
GeneID	288
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q12955
Proteingewicht	480 kDa
Versand	Kühlakku